

KlassePaste lässt Kunststoffe erstrahlen

Hygienisch – sauber – polieren! Ganz einfach mit der KlassePaste mit zwei Komponenten von Argen Dental. Genutzt wird die Polierpaste im Laboralltag für alle Kunststoffe sowie Kunststoffzähne und bringt den großen Vorteil der sauberen Bearbeitung – ohne Bimsstein.

► Mit der KlassePaste in zwei unterschiedlichen Bestellssets gelingt die Kunststoffpolitur blitzschnell und einfach



ZAHNTECHNIKER NUTZEN DIE GRÜNE KLASSEBASE zur trockenen Vorpolitur von Prothesenkunststoffen. Mit der rosafarbenen KlasseGlaze erfolgt der Hochglanz für die Versorgungen. Empfohlen wird für beide Polierpasten die Anwendung mit einer weichen Polierbürste bei geringem Druck und niedriger Drehzahl. Auch die Politur am Arbeitsplatz mit dem Handstück wird ermöglicht.

Big Points:

- Hygienischer Ersatz für die Politur mit Bimsstein
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von Ziegenhaarbürsten
- KlassePaste ist verwendbar für Kunststoffe, Komposite und Metallflächen

► Hochglänzende Oberflächen bei allen polierten Versorgungen

Die Bestellssets beinhalten bei KlasseBase zwei Stangen á 1200 g und für KlasseGlaze eine Stange á 1200 g. Bestellungen sind entweder direkt beim Argen-Außendienst oder direkt bei Argen Dental möglich. □

Kontakt

Argen Dental GmbH

Fritz-Vomfelde-Str. 12, 40547 Düsseldorf
Tel.: 0211 3559650, Fax: 0211 35596519
info@argen.de

🌐 www.argen.de