

Argen Dental lässt Kunststoffe erstrahlen

KlassePaste zum Polieren

Hygienisch – sauber – polieren! Klasse finden Zahn-techniker die gleichnamige Polierpaste mit zwei Komponenten von Argen Dental. Genutzt wird die Polierpaste im Laboralltag für alle Kunststoffe sowie Kunststoffzähne und bringt den großen Vorteil der sauberen Bearbeitung – ohne Bimsstein. Zahn-techniker nutzen die grüne *KlasseBase* zur trockenen Vorpolitur von Prothesenkunststoffen. Mit der rosafarbenen *KlasseGlaze* erfolgt die Hochglanzpolitur für die Versorgungen. Empfohlen wird für beide Polierpasten die Anwendung mit einer weichen Polierbürste bei geringem Druck und niedriger Drehzahl. Auch die Politur am Arbeitsplatz mit dem Handstück wird ermöglicht.



BIG POINTS:

Hygienischer Ersatz für die Politur mit Bimsstein

Beste Ergebnisse bei Verwendung von Ziegenhaarbürsten

***KlassePaste* ist verwendbar für Kunststoffe, Komposite und Metallflächen**

Hochglänzende Oberflächen bei allen polierten Versorgungen

