

Pressemitteilung ARGEN DENTAL

## **DIA (mant) POL (ierpaste) Strahlender Glanz speziell bei Zirkon**

(März 2020)

Diamanten sorgen bekanntlich für strahlende Gesichter. So verhält es sich auch bei der Diamantpolierpaste DIAPOL von Argen Dental. Als High End-Polierpaste sorgt sie nach der schnellen und perfekten Politur für strahlenden Glanz bei Keramikstoffen, im speziellen bei Zirkonoxidkeramiken – so auch bei vollanatomischen und monolithischen Zirkonkronen. Dafür sorgen unterschiedlich feine Diamantpartikel, die in einer speziellen Wachsmatrix angeordnet sind. Zahntechniker verwenden weiche, kurze Ziegenhaarbürstchen sowie verschiedene Polierstoffe, um den außergewöhnlichen Glanz von der Vorpolutur bis zum Finish zu erhalten. Dabei wird das natürliche Reflexionsverhalten durch gezieltes, kontrolliertes Polieren erreicht. Die hochwertige, überaus effiziente, polykristalline Diamantpolierpaste DIAPOL eignet sich auch für Metalle aller Art. Durch die harte Konsistenz wird das Poliermittel über Bürstchen oder Filzräder besonders gut aufgenommen. Und beim Finish lassen sich auf dem Werkstück verbliebene Reste der Polierpaste, einfach mit dem Dampfstrahler oder mit Reinigungsmittel und weicher Bürste entfernen. Damit sorgt DIAPOL für strahlenden Glanz, nicht nur bei den Versorgungen, auch in den Augen der Zahntechnikerinnen und Zahntechniker – halt wie bei einem DIAMANTEN.



### **Foto:**

Bildquelle: ARGEN Dental, Düsseldorf

### **Kontakt:**

ARGEN Dental GmbH  
Fritz-Vomfelde-Straße 12  
40547 Düsseldorf  
Tel.: 0211 / 355 965 0  
E-Mail: [info@argen.de](mailto:info@argen.de)  
Internet: [www.argen.de](http://www.argen.de)

### **Pressekontakt:**

impressum health & science communication  
Sabine Funck  
Haus der Seefahrt, Hohe Brücke 1  
20459 Hamburg  
Tel.: 040 / 31 78 64 30  
E-Mail: [funck@impressum.de](mailto:funck@impressum.de)  
Internet: [www.impressum.de](http://www.impressum.de)